

INSTRUCCIONES PARA EL TRANSPORTE DE LA MUESTRA PARA ESTUDIO GENÉTICO

1. Extracción y condiciones de conservación de la muestra de sangre

- Muestra de sangre de 5 ml.
- Tubo malva con EDTA.
- No es necesaria centrifugación.
- Conservación a temperatura ambiente. Nunca debe congelarse.

2. Envío de la muestra de sangre

La muestra de sangre deberá enviarse a través de una empresa de transporte a la siguiente dirección:

Felix Claverie-Martin
FEA Unidad de Investigación (2ª Planta de Traumatología)
RenalTube
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria
Carretera del Rosario 145
38010 Santa Cruz de Tenerife
España

Deberán tomarse las medidas oportunas para que la muestra de sangre llegue a la dirección arriba indicada entre las 9:00 h y las 14:00 h de lunes a viernes.

Todas las muestras de sangre deberán acompañarse del formulario cumplimentado de datos clínicos básicos del paciente y del documento oficial que acredite la conformidad del hospital de procedencia del paciente para realizar, si procede, el pago del estudio genético.

Antes de remitir la muestra, es imprescindible ponerse en contacto con la Unidad de investigación del Hospital Nuestra Señora de Candelaria.

Félix Claverie Martín

Teléfono: (+34) 922 60 05 66

Correo electrónico: fclamar@gobiernodecanarias.org