

INSTRUCCIONES PARA EL TRANSPORTE DE LA MUESTRA PARA ESTUDIO GENÉTICO

Extracción y condiciones de conservación de la muestra de sangre

Muestra de sangre de 10 ml.

Tubo de hemograma con EDTA.

No es necesaria centrifugación.

Conservación a temperatura ambiente. Nunca debe congelarse.

Envío de la muestra de sangre

La muestra de sangre deberá enviarse a través de una empresa de transporte a la siguiente dirección:

Genética

AGC Laboratorio

Nuevo HUCA

Avda de Roma s/n

33011 – Oviedo

Asturias

Deberán tomarse las medidas oportunas para que la muestra de sangre llegue a la dirección arriba indicada entre las 9:00 h y las 14:00 h de lunes a viernes.

Todas las muestras de sangre deberán acompañarse del formulario cumplimentado de datos clínicos básicos del paciente.

Antes de remitir la muestra, es imprescindible ponerse en contacto con el Laboratorio de Genética del Hospital Central de Asturias, Drs. Eliécer Coto o Helena Gil, llamando al número de teléfono (+34) 985 10 80 00 ext: 37481, ó a través de correo electrónico eliecer.coto@sespa.es