

## INSTRUCCIONES PARA EL TRANSPORTE DE LA MUESTRA PARA ESTUDIO GENÉTICO

### Extracción y condiciones de conservación de la muestra de sangre

- Muestra de sangre de 10 ml.
- Tubo de hemograma con EDTA.
- No es necesaria centrifugación.
- Conservación a temperatura ambiente. Nunca debe congelarse.

### Envío de la muestra de sangre

La muestra de sangre deberá enviarse a través de una empresa de transporte a la siguiente dirección:

Laboratorio de Genética Molecular. Unidad de Investigación del Hospital de Cruces, p/ Cruces s/n 48903 Baracaldo. Vizcaya. Deberán tomarse las medidas oportunas para que la muestra de sangre llegue a la dirección arriba indicada entre las 9:00 h y las 14:00 h de lunes a viernes.

Todas las muestras de sangre deberán acompañarse del formulario cumplimentado de datos clínicos básicos del paciente y del documento oficial que acredite la conformidad del hospital de procedencia del paciente para realizar, si procede, el pago del estudio genético.

Antes de remitir la muestra, es imprescindible ponerse en contacto con el Laboratorio de Genética Molecular del Hospital de Cruces, Dr. Luis Castaño, llamando al número de teléfono (+34) 946 00 64 73 ó a través de correo electrónico [LCASTANO@osakidetza.net](mailto:LCASTANO@osakidetza.net)